



Brugsklar produkt til rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr.

mikroqid® sensitive liquid

Vores fordele:

- velegnet til alkoholfølsomt medicinsk udstyr
- velegnet til følsomt medicinsk udstyr
- klar til brug

Andvendelsesområder

Produktet er velegnet til rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr. Vores specialist i følsomme overflader imponerer med sin enestående materialekompatibilitet.

Følsomme materialer er meget almindelige på hospitaler, hvorfor mikroqid® sensitive kombinerer høj effektivitet med fremragende materialekompatibilitet. Selv ultralydshoveder* kan desinficeres med mikroqid® sensitive væske.

Brugsanvisning

Påfør ufortyndet på overflade og lad virke. Sørg for fuldstændig fugtning.

Sørg for, at alt synligt snavs er fjernet før desinfektion. Kun til professionel brug. Alle alvorlige hændelser relateret til produktet skal rapporteres til producenten og kompetent myndighed. Ikke til slutdesinfektion af semikritiske og kritisk medicinsk udstyr!

Mikrobiologisk effekt

Effektivitet	Koncentration	Kontaktid
bakteriedræbende EN13727, EN16615 - beskudte forhold	klar til brug	1 min.
gædræbende EN13624, EN16615 - beskudte forhold	klar til brug	1 min.
virusdræbende mod kappeklædte virus EN14476 - beskudte forhold	klar til brug	1 min.
Norovirus EN14476 - rene forhold	klar til brug	15 min.
Polyoma SV40 i overensstemmelse med DVV-ordningen (Tysk Registreret Forening for Bekæmpelse af Virussygdomme)/RKI Guideline	klar til brug	1 min.
Rotavirus i henhold til DVV	klar til brug	30 sek.

Certificates

- IHO listed
- VAH certificate



mikrozid[®] sensitive liquid

Produktdata

Sammensætning:

100 g opløsning indeholder følgende aktive stoffer:
0,25 g alkyl(C12-C16)-dimethylbenzylammoniumchlorid

(ADBAC/BKC (C12-C16));

0,25 g Didecylmethylammoniumchlorid (DDAC), 0,25 g
Alkyl(C12-C14)ethylbenzylammoniumchlorid (ADEBAC (C12-C14)).

Kemisk-fysiske data

Farve	farveløs
Massefylde	ca. 1,00 g/cm ³ / 20 °C / af den aktive opløsning
Flammepunkt	Ikke relevant
Form	Vandholdig opløsning
pH	5 – 8 / 100 % / 20 °C / af den aktive opløsning.
Viskositet, dynamisk	Ingen tilgængelig data

Særlige råd

Læs altid etiketten og produktinformationen før brug.

Produktets egnethed med hensyn til dets effektivitetsspektrum skal kontrolleres særskilt. Følgende

gælder for overfladedesinfektionsmidler: "Desinfektionsmidler adskiller sig blandt andet med hensyn til deres effektspektrum mod mikroorganismer. Dette skal tages i betragtning ved valg af et passende desinfektionsmiddel til de respektive områder." Vær opmærksom på, at der er kendt tilfælde af bakteriestammer, som viser nedsat følsomhed eller udvikling af tolerance over for desinfektionsmidler. ** Blandt andet kan produkter baseret på kvaternære ammoniumforbindelser være utilstrækkeligt effektive i disse tilfælde. Til desinfektion af overflader i højrisikoområder (såsom intensivbehandling, hæmatologi-onkologi, neonatologi eller brandsårsafdelinger) anbefaler schülke derfor f.eks. mikrozid[®] PAA-servietter eller mikrozid[®] AF-servietter, som på grund af deres egenskaber dækker et særligt bredt aktivitetsspektrum.

Det anbefales at bære beskyttelseshandsker. Yderligere information er tilgængelig på anmodning.

Information til bestilling

Vare	Leveringsform	Varenr.
mikrozid sensitive liquid 5 l KA	1 / beholder	efter anmodning

Disse produkter er ikke tilgængelige i alle lande. For mere information, kontakt venligst vores lokale datterselskab eller distributør.

Relaterede produkter

- mikrozid[®] Universal Wipes

Type produkt:

Medicinsk udstyr klasse IIa [CE 0297]

Miljøoplysninger

schülke fremstiller produkter økonomisk og med avancerede, sikre og miljøvenlige produktionsprocesser, samtidig med at opretholde høje kvalitetsstandarder.

Ekspertudtalelse og information

Besøg vores hjemmeside for en oversigt over al tilgængelig litteratur/rapporter om produktet: www.schuelke.com

For individuelle spørgsmål:

Kundeservice

Telefon +45 70 266 244

info.wetwipe@schuelke.com

*ikke til endelig desinfektion

**Anbefaling fra RKI (Det offentlige sundhedsinstitut for Tyskland): Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen



Schülke & Mayr GmbH holds a Manufacturer's Authorisation according to sect 13 para 1, German Drug Law and Certificates of GMP Compliance for medical products.

schülke headquarter
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt,
Germany
Phone +49 40 52100-0
Fax +49 40 52100-318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Danish distributor
Wet Wipe A/S
Vallensbaekvej 65
2625 Vallensbaek
Denmark
Phone +45 70 266 244
Fax: +45 70 266 233
www.wetwipe.eu
info.wetwipe@schuelke.com