

# schülke -+



Brugsklar produkt til rengøring og desinficering af medicinsk udstyr.

## mikrozid<sup>®</sup> sensitive wipes

### Vores fordele:

- Velegnet til alkoholfølsomt medicinsk udstyr.
- Velegnet til følsomt medicinsk udstyr.
- Klar til brug

### Anvendelsesområder

Produktet er velegnet til rengøring og desinficering af medicinsk udstyr. Vores specialist i følsomme overflader imponerer med sin enestående materialekompatibilitet.

Følsomme materialer er meget almindelige på hospitaler, hvorfor mikrozid<sup>®</sup> sensitive kombinerer høj effektivitet med fremragende materialekompatibilitet. Selv ultralydshoveder\* kan desinficeres med mikrozid<sup>®</sup> sensitive wipes.

### Brugsanvisning

Tør overfladen grundigt af med kluden og lad desinfektionsvæsken virke. Sørg for fuldstændig fugtning. Sørg for, at alt synligt snavs er fjernet før desinfektion. Behandl kun små områder. Størrelsen af aftøringsområdet afhænger af rumtemperaturen og af strukturen på den overflade, der skal desinficeres. Vær opmærksom på hygiejniske aspekter, når du åbner og trækker den første klud. Sørg for at lukke låget efter brug. Kun til professionel brug. Alle alvorlige hændelser relateret til produktet skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed. Ikke til slutdesinfektion af semikritisk og kritisk medicinsk udstyr! schülke garanterer en holdbarhed på 3 måneder efter, at pakken er blevet åbnet.

### Mikrobiologisk effekt

Effektivitet	Koncentration	Kontaktid
<b>bakteriedræbende</b> EN13727, EN16615 - beskidte forhold	Klar til brug	1 min.
<b>gædræbende</b> EN13624, EN16615 - beskidte forhold	Klar til brug	1 min.
<b>virucid mod indkapslede vira</b> EN14476 - beskidte forhold	Klar til brug	30 sek.
<b>Norovirus</b> EN14476 - rene forhold	Klar til brug	15 min.
<b>Polyoma SV40</b> i overensstemmelse med DVV-ordningen (Tysk Registreret Forening for Bekæmpelse af Virussygdomme)/RKI Guideline	Klar til brug	1 min.
<b>Rotavirus</b> i overensstemmelse med DVV-ordningen (Tysk Registreret Forening for Bekæmpelse af Virussygdomme)/RKI Guideline	Klar til brug	30 sek.

### Certifikater

VAH-certifikat  
IHO-liste



# mikrozid<sup>®</sup> sensitive wipes

## Produktdata

### Sammensætning:

100 g opløsning indeholder følgende aktive stoffer:  
0,25 g alkyl(C12-C16)-dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-C16)); 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC), 0,25 g Alkyl(C12-C14)-ethylbenzylammoniumchlorid (ADEBAC (C12-C14))

### Kemisk-fysiske data

Farve	farveløs
Massefylde	ca. 1,00 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C / af den aktive opløsning
Flammepunkt	Ikke relevant
Form	Vandholdig opløsning på non-woven.
pH	5 - 8 / 100 % / 20 °C / af den aktive opløsning
Viskositet, dynamisk	Ingen tilgængelig data

## Særlige råd

### Læs altid etiketten og produktinformationen før brug.

Produktets egnethed med hensyn til dets effektivitetsspektrum skal kontrolleres særskilt. Følgende gælder for overfladedesinfektionsmidler: "Desinfektionsmidler adskiller sig blandt andet med hensyn til deres effektspektrum på mikroorganismer. Dette skal tages i betragtning ved valg af et passende desinfektionsmiddel til de respektive områder." Produkter baseret på kvaternære ammoniumforbindelser kan i nogle tilfælde ikke være tilstrækkeligt effektive. Til desinfektion af overflader i højrisikoområder (såsom intensivbehandling, hæmatologi-onkologi, neonatologi eller forbrændingsafdelinger) anbefaler schülke, f.eks., mikrozid<sup>®</sup> PAA-servietter, som dækker et særligt bredt spektrum af aktivitet. Det anbefales at bære beskyttelseshandsker. Yderligere information er tilgængelig på anmodning.

## Information til bestilling

Vare	Leveringsform	Varenr.
mikrozid <sup>®</sup> sensitive wipes premium (100)	6 / kartoner	70003108

Disse produkter er ikke tilgængelige i alle lande. For mere information kontakt venligst vores lokale datterselskab eller distributør.

## Relaterede produkter

- mikrozid<sup>®</sup> universal wipes greenline
- mikrozid<sup>®</sup> PAA+ wipes
- mikrozid<sup>®</sup> sensitive liquid
- gigasept<sup>®</sup> AF
- gigasept<sup>®</sup> FF (New)
- gigazyme<sup>®</sup>
- rotasept<sup>®</sup>
- ChiroSan<sup>®</sup> Plus

## Miljøoplysninger

schülke fremstiller produkter økonomisk og med avancerede, sikre og miljøvenlige produktionsprocesser, samtidig med at opretholde høje kvalitetsstandarder.

## Ekspertudtalelse og information

Besøg vores hjemmeside for en oversigt over tilgængelig litteratur/rapporter om produktet: [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)

For individuelle spørgsmål:

Kundeservice

Telefon: +45 70 266 244

[info.wetwipe@schuelke.com](mailto:info.wetwipe@schuelke.com)

\*ikke til endelig desinfektion



**schülke headquarter**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt,  
Germany  
Phone +49 40 52100-0  
Fax +49 40 52100-318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)

**Danish distributor**  
Wet Wipe A/S  
Vallensbækvej 65  
2625 Vallensbæk  
Denmark  
Phone +45 70 266 244  
Fax: +45 70 266 233  
[www.wetwipe.eu](http://www.wetwipe.eu)  
[info.wetwipe@schuelke.com](mailto:info.wetwipe@schuelke.com)

Schülke & Mayr GmbH holds a Manufacturer's Authorisation according to sect 13 para 1, German Drug Law and Certificates of GMP Compliance for medical products.